

医共体内检查检验结果互认

一、产品概述

定义：检查检验结果互认，是指在统一技术标准、质控标准的前提下，让不同医疗机构之间**检查检验结果实现互认**。

背景：为有效促进医疗资源合理利用，全面提高医疗效率，减少**患者不必要的重复检查**，检查、检验结果互认已成为当前医疗机构“我为群众办实事”的一项重要举措。

2024年3月，云南省卫生健康委、云南省医疗保障局制定了《云南省医疗机构检查检验结果互认工作实施方案（试行）》（以下简称《方案》），提出力争到2025年，逐步实现二级及以上公立医疗机构省域内检查检验结果互通共享。同时，《方案》还确定了第一批省级检查检验结果互认项目，其中医学影像检查结果互认项目7项，包括常规X线检查、X线造影检查、CT平扫、增强扫描、B超检查等；临床检验结果互认项目33项，包括16项临床生化检验项目、10项临床血液检验项目及7项临床免疫检验项目。

愿景图：



相关政策文件：

云南医保政策文件地址：

<https://ylbz.yn.gov.cn/index.php?c=show&id=2398>

云南卫健委政策文件地址：

http://ynswsjkw.yn.gov.cn/html/2022/gongshigonggao_0130/12807.html



医疗机构检查检验结果互认管理办法通知_云南省医疗保障局.pdf

344.3KB

开发文档整理：



程序开发要点

更新于 03-27 15:35

二、产品特色


- 检查检验结果报告带有【**HR】标识



- 患者在县域医共体内无需手拿报告单，看诊医生也可以实现在系统中查看检查检验结果报告并进行项目是否互认
- 对已进行过互认的项目防止看诊医生重复给患者再次开立，看诊医生可以医嘱界面实时查看互认项目明细和结果PDF报告
- 互认报告看诊医生可以实现坐诊现场打印结果报告
- 该项目如果看诊医生进行报告结果互认后阻断医嘱开立，不互认正常开立医嘱
- 门诊、住院病历可以直接引用互认项目结果内容
- 对于一份对照过的项目报告，医共体内多家医院都可以进行互认和不互认操作

三、产品配置及操作流程

3.1.业务逻辑图



医共体内检验检查结果互认流程图

更新于 03-28 13:32

3.2.基础数据配置

3.2.0创建相关表

云效议题ID: QHDK-16251 (特别注意: 需更新HIS版本到20205.03.01)



医共体检查检验结果互认相关表.txt

7.2KB

3.2.1系统参数维护

开启此系统参数【**System.IsOpenPtmrecognition**】--HIS\PACS\LIS\电子病历共用此参数
检查检验审核报告的时候才会把报告信息回写到互认表中, 医嘱开立的时候才能做到互认信息有据可查

✓ 是否开启医共体内检查检验结果互认提醒

复制代码

```
/* 是否开启检查检验结果互认 [Versions:v2.20241101.0 Author:XTX]
1. 执行脚本前先检查是否有此参数 (SELECT A.*, A.ROWID FROM C_PARAMETER
A WHERE A.CODE='System.IsOpenPtmrecognition')
2. 查询参数分类表中的处方申请单ID, 需更改对应ID (SELECT C.ID, C.* FROM
C_PARAMETER_TYPE C WHERE C.NAME='系统管理') 一般每个医院都是对应的
```

```

*/
INSERT INTO C_PARAMETER
  (SELECT SEQ_C_PARAMETER.NEXTVAL, --主键ID
    '0',--value 参数值 默认0 关闭
    '是否开启医共体内检查检验结果互认提醒',--name 参数名称
    'System.IsOpenPtmrecognition',--code 参数代码
    '87', --【对应参数分类表C_PARAMETER_TYPE的ID】--kind 分类
    'SFKQJCJYJGHR',--spell_code 拼音码
    'JGGYSSSCXJGY',--wb_code 五笔码
    NULL,--custom_code 自定义码
    (SELECT NVL(MAX(SORT_ID), 1) FROM C_PARAMETER) + 1, --
    sort_id 顺序号
    1,--valid_flag 有效性标志 1在用 0停用
    '是否开启检查检验结果互认 默认0不启用 1:启用',--memo 备注
    NULL,--ext_flag2 扩展2
    NULL,--ext_flag3 扩展3
    'NTO', --操作员ID
    SYSDATE, --操作时间oper_date
    HOS_ID FROM C_HOSPITAL WHERE VALID_FLAG = '1'); --医院ID
C_HOSPITAL

```

3.2.2医共体检查检验项目互认对照维护资源


资源可以通过SQL执行，具体挂到哪个菜单下项目现场自己手动挂

复制代码

```

insert into C_PRI_RESOURCES (ID, RESOURCE_NAME, PARENTID,
DLLNAME, WINNAME, CONTROLTYPE, SORTID, ENABLED_FLAG, DESCRIPTION,
OPER_ID, OPER_DATE, TREEDLLNAME, TREENAME, INPUT_CODE)
values (SEQ_C_PRI_RESOURCES.Nextval , '检查检验互认项目维护', (
select id from C_PRI_RESOURCES where RESOURCE_NAME='His-基础数据'), 'Nto.His.Base.UI',
'Nto.His.Base.UI.Controls.ucPTMRecognition', 'MenuRes', 0, '1',
null, 'NTO', sysdate, null, null, null);

```

在上方新增或修改项目的地方填写新增数据后选择 "保存互认项目" 按钮 进行互认项目编码维护

存在数据后再次添加则使用 "添加互认项目" 按钮 系统会自动新增互认编码 只需填写后面内容即可

注意：1、检验互认编码以 HRUL001 开头 、检查互认编码以HRUC001 开头

2、互认平台默认是县域医共体 （州平台和省平台是对接第三方需要用到的）

3、添加互认项目 按钮只针对 平台为县域医共体的项目

如需删除互认编码信息只需要双击左侧列表在修改处取消勾选有效性即可

医共体互认项目

新增或修改 (加粗为必填项)

互认项目编号: HRUL010 互认项目名称: 血液分析 互认类型: 检验
互认天数: 25 互认平台: 县域医共体 有效性: ☐ 有效

当前院区: 测试用-县医院

过滤: 互认类型: 全部 互认天数: 全部
有效性: 有效 互认平台: 县域医共体

互认项目编号	互认项目名称	互认类型	互认天数	互认平台	有效性
1 HRUC009	下腹CT平扫	检查	7	县域医共体	有效
2 HRUL006	胃功	检验	15	县域医共体	有效
3 HRUL007	乙肝检查	检验	1	县域医共体	有效
4 HRUL001	血细胞分析	检验	3	县域医共体	有效
5 HRUL003	肝功	检验	7	县域医共体	有效
6 HRUL004	电解质	检验	3	县域医共体	有效
7 HRUL005	凝血检查	检验	5	县域医共体	有效
8 HRUL008	葡萄糖测定	检验	14	县域医共体	有效
9 HRUC008	颈椎正侧位	检查	14	县域医共体	有效
10 HRUC001	腰腿CT平扫	检查	1	县域医共体	有效
11 HRUC002	鼻窦CT平扫	检查	5	县域医共体	有效
12 HRUC003	心脏超声	检查	1	县域医共体	有效
13 HRUC004	头颅CT平扫	检查	1	县域医共体	有效
14 HRUC006	泌尿系统彩超	检查	1	县域医共体	有效
15 HRUC007	小腹CT平扫	检查	5	县域医共体	有效

已对照项目-双击移除对照

过滤: 血

互认项目编号	互认项目名称	术语项目编号	术语项目名称	互认类型	互认天数
2 HRUL001	血细胞分析	T00013171	血常规	UL	3
6 HRUL005	凝血检查	T00013185	凝血酶四项检测	UL	5
7 HRUL005	凝血检查	T00013186	凝血酶七项检测	UL	5
12 HRUL008	葡萄糖测定	T00013181	空腹血糖测定	UL	14

当前院区术语项目-双击添加对照

过滤: 项目类型: 全部

术语项目编号	术语项目名称	价格	拼音码	术语类型
1 T00013162	采血管附材包-黄管(住院)	4.54	CXGFCB-HGG UL	
2 T00013163	采血管附材包-蓝管(住院)	4	CXGFCB-LG(Z) UL	
3 T00013164	采血管附材包-黑管(住院)	4	CXGFCB-HGG UL	
4 T00013165	采血管附材包-紫管(住院)	4.5	CXGFCB-ZG(Z) UL	
5 T00013166	梅毒螺旋体特异性抗体测定 (TPP)	10	MDLXTTYKTC UL	
6 T00013167	结核抗体测定 (免疫学法)	15	JHKTCDMYX UL	
7 T00013180	人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV)	30	RMVQXBKDT UL	
8 T00013182	糖耐量附材包(门诊)	22.7	TNLFGB(MZ) UL	
9 T00013183	糖耐量附材包(住院)	22.7	TNLFGB(ZY) UL	
10 T00013188	免疫球蛋白三项测定	60	MYQDBSXC UL	
11 T00013189	呼吸道病毒三联检	30	HXDBDLSJ UL	
12 T00013190	呼吸道五联检	100	HXDWLJ UL	
13 T00013191	血清肌钙蛋白 I 测定	60	XQJGDB I CD UL	
14 T00013192	C反应蛋白测定 (免疫学法)	20	CFYDBCDMY UL	
15 T00013195	肥达反应五项	45	FDPWXX UL	
16 T00013222	梅毒螺旋体特异性抗体测定 (TP-)	10	MDLXTTYKTC UL	
17 T00013223	血清胱抑素(CystatinC)测定	40	XQGVSCYST UL	
18 T00013224	血清同型半胱氨酸测定(免疫学法)	20	XTXBGASCD UL	
19 T00013225	血脂七项	65	XZQX UL	
20 T00013226	糖化血红蛋白测定(色谱法)	10	THXHDBCD UL	
21 T00013256	血培养(儿童)	100	XPY(ET) UL	
22 T00013259	尿液培养	65	NVPY UL	
23 T00013260	中段尿培养	60	ZDNPPY UL	
24 T00013261	伤口分泌物培养	65	SKFMWPY UL	
25 T00013262	生殖道标本培养	65	SZDBBPY UL	
26 T00013265	导管培养	50	DGPY UL	
27 T00013269	特殊细菌涂片检查(需氧球菌)	10	TSXTPJC UL	
28 T00013270	抗酸杆菌涂片检查	5	KSJTPJC UL	
29 T00013272	衣原体检查(免疫学法)	40	YYTJC(MYX) UL	
30 T00013158	采血管附材包-黄管(门诊)	4.54	CXGFCB-HGG UL	
31 T00013159	采血管附材包-蓝管(门诊)	4	CXGFCB-LG UL	
32 T00013160	采血管附材包-紫管(门诊)	4.5	CXGFCB-ZG UL	
33 T00013161	采血管附材包-黑管(门诊)	4	CXGFCB-HG UL	
34 T00013276	液基薄层细胞制片术	135	YJBCKBZPS UL	
35 T00013277	阴道分泌物检查(镜检法)	5	YDFMWJC UL	
36 T00013279	真菌涂片检查	5	ZJTPJC UL	
37 T00013280	手足口病病原体核酸检测(RNA定)	180	SZKBVTHSJC UL	
38 T00013281	性病(泌尿生殖道病原体)三联检	150	XB(MNSZDB) UL	
39 T00013282	上呼吸道核酸六联(DNA/RNA定)	340	SHXDBHSLD UL	
40 T00013283	下呼吸道病原菌六项核酸检测(C	300	XHXDBVJLXH UL	
41 T00013284	人乳头瘤病毒(HPV28型)	280	RRTLBDHPV UL	
42 T00013285	B族链球菌核酸DNA检测	100	BZLQJHSDM UL	

3.2.4互认编码对照

医共体互认项目

新增或修改 (加粗为必填项)

互认项目编号: HRUL010 互认项目名称: 血液分析 互认类型: 检验
互认天数: 25 互认平台: 县域医共体 有效性: ☐ 有效

当前院区: 测试用-县医院

过滤: 互认类型: 全部 互认天数: 全部
有效性: 有效 互认平台: 县域医共体

互认项目编号	互认项目名称	互认类型	互认天数	互认平台	有效性
1 HRUC009	下腹CT平扫	检查	7	县域医共体	有效
2 HRUL006	胃功	检验	15	县域医共体	有效
3 HRUL007	乙肝检查	检验	1	县域医共体	有效
4 HRUL001	血细胞分析	检验	3	县域医共体	有效
5 HRUL003	肝功	检验	7	县域医共体	有效
6 HRUL004	电解质	检验	3	县域医共体	有效
7 HRUL005	凝血检查	检验	5	县域医共体	有效
8 HRUL008	葡萄糖测定	检验	14	县域医共体	有效
9 HRUC008	颈椎正侧位	检查	14	县域医共体	有效
10 HRUC001	腰腿CT平扫	检查	1	县域医共体	有效
11 HRUC002	鼻窦CT平扫	检查	5	县域医共体	有效
12 HRUC003	心脏超声	检查	1	县域医共体	有效
13 HRUC004	头颅CT平扫	检查	1	县域医共体	有效
14 HRUC006	泌尿系统彩超	检查	1	县域医共体	有效
15 HRUC007	小腹CT平扫	检查	5	县域医共体	有效

1. 单击选择需要对照项目

2. 双击对照的本地项目

对照过的项目

当前院区术语项目-双击添加对照

过滤: 项目类型: 全部

术语项目编号	术语项目名称	价格	拼音码	术语类型
1 T00013162	采血管附材包-黄管(住院)	4.54	CXGFCB-HGG UL	
2 T00013163	采血管附材包-蓝管(住院)	4	CXGFCB-LG(Z) UL	
3 T00013164	采血管附材包-黑管(住院)	4	CXGFCB-HGG UL	
4 T00013165	采血管附材包-紫管(住院)	4.5	CXGFCB-ZG(Z) UL	
5 T00013166	梅毒螺旋体特异性抗体测定 (TPP)	10	MDLXTTYKTC UL	
6 T00013167	结核抗体测定 (免疫学法)	15	JHKTCDMYX UL	
7 T00013180	人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV)	30	RMVQXBKDT UL	
8 T00013182	糖耐量附材包(门诊)	22.7	TNLFGB(MZ) UL	
9 T00013183	糖耐量附材包(住院)	22.7	TNLFGB(ZY) UL	
10 T00013188	免疫球蛋白三项测定	60	MYQDBSXC UL	
11 T00013189	呼吸道病毒三联检	30	HXDBDLSJ UL	
12 T00013190	呼吸道五联检	100	HXDWLJ UL	
13 T00013191	血清肌钙蛋白 I 测定	60	XQJGDB I CD UL	
14 T00013192	C反应蛋白测定 (免疫学法)	20	CFYDBCDMY UL	
15 T00013195	肥达反应五项	45	FDPWXX UL	
16 T00013222	梅毒螺旋体特异性抗体测定 (TP-)	10	MDLXTTYKTC UL	
17 T00013223	血清胱抑素(CystatinC)测定	40	XQGVSCYST UL	
18 T00013224	血清同型半胱氨酸测定(免疫学法)	20	XTXBGASCD UL	
19 T00013225	血脂七项	65	XZQX UL	
20 T00013226	糖化血红蛋白测定(色谱法)	10	THXHDBCD UL	
21 T00013256	血培养(儿童)	100	XPY(ET) UL	
22 T00013259	尿液培养	65	NVPY UL	
23 T00013260	中段尿培养	60	ZDNPPY UL	
24 T00013261	伤口分泌物培养	65	SKFMWPY UL	
25 T00013262	生殖道标本培养	65	SZDBBPY UL	
26 T00013265	导管培养	50	DGPY UL	
27 T00013269	特殊细菌涂片检查(需氧球菌)	10	TSXTPJC UL	
28 T00013270	抗酸杆菌涂片检查	5	KSJTPJC UL	
29 T00013272	衣原体检查(免疫学法)	40	YYTJC(MYX) UL	
30 T00013158	采血管附材包-黄管(门诊)	4.54	CXGFCB-HGG UL	
31 T00013159	采血管附材包-蓝管(门诊)	4	CXGFCB-LG UL	
32 T00013160	采血管附材包-紫管(门诊)	4.5	CXGFCB-ZG UL	
33 T00013161	采血管附材包-黑管(门诊)	4	CXGFCB-HG UL	
34 T00013276	液基薄层细胞制片术	135	YJBCKBZPS UL	
35 T00013277	阴道分泌物检查(镜检法)	5	YDFMWJC UL	
36 T00013279	真菌涂片检查	5	ZJTPJC UL	
37 T00013280	手足口病病原体核酸检测(RNA定)	180	SZKBVTHSJC UL	
38 T00013281	性病(泌尿生殖道病原体)三联检	150	XB(MNSZDB) UL	
39 T00013282	上呼吸道核酸六联(DNA/RNA定)	340	SHXDBHSLD UL	
40 T00013283	下呼吸道病原菌六项核酸检测(C	300	XHXDBVJLXH UL	
41 T00013284	人乳头瘤病毒(HPV28型)	280	RRTLBDHPV UL	
42 T00013285	B族链球菌核酸DNA检测	100	BZLQJHSDM UL	

在检查检验项目互认维护界面选择左侧互认中心信息后双击右下方的当前院区互认项目进行互认操作

双击后的对照数据在右上方的已对照项目列表中，如需取消对照则双击已对照项目列表即可

3.2.5医共体检查检验项目互认【LIS】系统相关配置

1、前期准备


现场需要先划分一台 服务器，以供检验报告上传存储使用

注意：检验报告通过 FTP 协议上传，所以需要将该服务器搭建为 FTP 服务器

2、系统配置

2.1、系统参数配置


在系统参数配置中 Lis检验【Lis.Report.SavePath】中配置FTP 的上传地址



3、界面参数配置

3.1、常规检验、微生物检验界面同理

常规检验界面参数【IsUploadReport】常规检验报告审核是否将报告上传至FTP，参数默认为False不上传，true--上传，false--不上传



3.3、报告查询

报告查询新增功能按钮 报告上传，可用于批量上传报告或上传历史报告


界面参数【IsUploadReport】是否将报告上传至 FTP

参数默认为 0|0 -- 常规检验和微生物报告均不上传

参数为 1|0 只上传常规检验报告，

参数为 0|1 只上传微生物报告，

参数为 1|1 常规检验和微生物都上传



3.2.5医共体检查检验项目互认【PACS】系统相关配置

Pacs系统配置中【插件管理】进行如下配置

系统配置[S]

查询保存打印设置预览打印导出审核打回关闭添加删除设置刷新

设备信息维护模板项目配置检查部位维护通用配置站点配置危急值关键字报告互斥关键字动态控件插件管理

插件编号	医院名称	插件名称	状态	插件参数	保存	删除
21	弥渡县中医医院	达远检查协同推送	启用			
27	弥渡县中医医院	达远HIS推送	启用			

1、开启HIS推送

插件参数

```
{  
  "MutualRecognitionInspectionResults": true  
}
```

确定取消

2、编辑插件参数
【MutualRecognitionInspectionResults】为【true】

基础数据维护设涉及的表资源


表名	注释	备注
C_PRI_RESOURCES	资源菜单表（挂界面使用）	原有
C_PARAMETER	系统参数表（新增系统参数）	原有
C_PTMRECOGNITION_CENTER	互认编码中心表	功能新增表
C_PTMRECOGNITION	检查检验结果互认表中间表	功能新增表
C_PTMRECOGNITION_INFO	检验检查结果互认表	功能新增表

3.3.界面操作指引


3.3.1数据流走向

经过上方嘎嘎操作把根基打实，接下来就是界面流程操作与数据跑向了


PACS：审核报告时，患者信息、项目互认对照信息、报告PDF储存信息回写到
C_PTMRECOGNITION_INFO互认表，取消患者登记时会把互认表信息删除，检查报告放到服务器



LIS：审核报告时，患者信息、项目互认对照信息、报告PDF储存信息回写到
C_PTMRECOGNITION_INFO互认表，取消报告审核时会把互认表信息删除，LIS系统PDF报告20241101版本是放ftp上有界面参数控制具体表**LIS_SAP_REPORTESAVEPATH**




把检验PDF报告上传到ftp存储



3.3.2临床医嘱开立界面互认信息提示

1.1).检验医嘱开立



1.2).弹框查看检验结果报告互认信息，操作互认和不互认，第一次开立医嘱如果没有进行互认操作的，医生必须进行互认操作。

01-系统管理

02-信息维护

03-排班管理

04-号位台

05-门诊收费

06-住院收费

07-门诊医生

08-门诊护士

09-住院医生

10-住院护士

11-药房管理

门诊医生工作站[A]

门诊号: 按F2切换查询方式 姓名: 龙美芬 合同单位: 自费 性别: 女 年龄: 60岁 体重: 0kg

患者信息

龙美芬 60岁 | 女 | 532329196401230723

全部报告 (1) 可互认 (0) 已互认 (1) 不互认 (0)

互认列表

互认项目结果明细

互认原因

当前取药药房: 西药房

行头颜色: 未计费 已计费 已执行 已退单

01-系统管理

02-信息维护

03-排班管理

04-号位台

05-门诊收费

06-住院收费

07-门诊医生

08-门诊护士

09-住院医生

10-住院护士

11-药房管理

门诊医生工作站[A]

门诊号: 按F2切换查询方式 姓名: 龙美芬 合同单位: 自费 性别: 女 年龄: 60岁 体重: 0kg

患者信息

龙美芬 60岁 | 女 | 532329196401230723

全部报告 (1) 可互认 (0) 已互认 (1) 不互认 (0)

PDF结果报告

弥渡县人民医院检验科报告单

Report of Department of Clinical Lab, The People's Hospital of Midu County

姓名: 龙美芬 科室: 消化内分泌科 病人类别: 住院 样本号: 2

性别: 女 病区: 内分泌科 门诊号: 0000210039 急诊标识: 普通

年龄: 60岁 床号: 17 检测仪器: XS10001血常规

临床诊断: 申请项目: 血型鉴定(非卡式法), 血常规

备注: 带◆为云南省医疗机构检验结果互认项目。

00225744

检验项目 结果 单位 参考区间/值

1 Rbc (D) ◆血型鉴定 阳性

2 WBC ◆白细胞 21 ↑ 10⁹/L 3.5-9.5

3 NEUT# 中性粒细胞绝对值 21 ↑ 10⁹/L 1.8-6.3

4 NEUT% 中性粒细胞百分比 21 ↓ % 40-75

5 LYMP# 淋巴细胞绝对值 21 ↑ 10⁹/L 1.1-3.2

6 LYMP% 淋巴细胞百分比 21 % 20-50

7 MONO# 单核细胞绝对值 21 ↑ 10⁹/L 0.1-0.6

8 MONO% 单核细胞百分比 21 ↑ % 3-10

9 BASO# 嗜碱性粒细胞绝对值 21 ↑ 10⁹/L 0-0.06

10 BASO% 嗜碱性粒细胞百分比 21 ↑ % 0-1

11 Eo# 嗜酸性粒细胞绝对值 21 ↑ 10⁹/L 0.02-0.52

12 Eo% 嗜酸性粒细胞百分比 21 ↑ % 0.4-8.0

13 RBC ◆红细胞 21 ↑ 10¹²/L 3.8-5.1

14 HGB ◆血红蛋白 21 ↓ g/L 115-150

15 HCT ◆红细胞压积 21 ↓ % 37-54

当前取药药房: 西药房

行头颜色: 未计费 已计费 已执行 已退单

深鉴新一代医院信息平台

01-系统管理 02-信息维护 03-排班管理 04-号位管理 05-门诊收费 06-住院收费 07-门诊医生 08-门诊护士 09-住院医生 10-住院护士 11-药房管理

门诊医生工作站[A]

门诊号: 按F2切换查询方式 姓名: 陈自先 合同单位: 自费 性别: 男 年龄: 79岁 体重: 0kg

患者列表

患者信息

陈自先 79岁 | 男 | 532329194512270016

全部报告 (1) 可互认 (1) 已互认 (0) 不互认 (0)

互认状态 项目类型 项目名称 报告时间 互认

1 检验 血常规分析 2025-01-22 16:50:24 HRUU

检验报告明细

序号	项目名称	项目结果	单位	参考值	是否异常	化验时间
1	嗜碱性粒细胞绝对值	10	10 ⁹ /L	0-0.06	↑	2025-01-22 16:51:01
2	嗜碱性粒细胞百分比	10	%	0-1	↑	2025-01-22 16:51:01
3	嗜酸性粒细胞绝对值	15	10 ⁹ /L	0.02-0.52	↑	2025-01-22 16:51:05
4	嗜酸性粒细胞百分比	15	%	0.4-8.0	↑	2025-01-22 16:51:06
5	红细胞压积	15	%	40-50	↓	2025-01-22 16:51:07
6	血红蛋白	15	g/L	130-175	↓	2025-01-22 16:51:07
7	淋巴细胞绝对值	10	10 ⁹ /L	1.1-3.2	↓	2025-01-22 16:50:57
8	淋巴细胞百分比	10	%	20-50	↓	2025-01-22 16:50:59
9	平均红细胞血红蛋白含量	15	pg	27-34	↓	2025-01-22 16:51:09
10	平均红细胞血红蛋白浓度	15	g/L	316-354	↓	2025-01-22 16:51:09
11	红细胞平均体积	15	fL	82-100	↓	2025-01-22 16:51:08
12	血小板绝对值	10	10 ⁹ /L	0.1-0.6	↓	2025-01-22 16:51:00
13	血小板百分比	5	%	3-10	↓	2025-01-22 16:51:00
14	平均血小板体积	5	fL	7.4-14.5	↓	2025-01-22 16:51:20
15	中性粒细胞绝对值	10	10 ⁹ /L	1.8-6.3	↑	2025-01-22 16:50:54
16	中性粒细胞百分比	10	%	40-75	↓	2025-01-22 16:50:56
17	大血小板比率	5	%	15-58	↓	2025-01-22 16:51:20
18	血小板压积	5	%	0.1-0.25	↓	2025-01-22 16:51:27
19	血小板体积分布宽度	5	%	6-20	↓	2025-01-22 16:51:19
20	红细胞	15	10 ¹² /L	4.3-5.8	↑	2025-01-22 16:51:06
21	红细胞体积分布宽度-CV	5	%	8-20	↑	2025-01-22 16:51:17
22	红细胞体积分布宽度-SD	5	fL	37-54	↓	2025-01-22 16:51:16
23	白细胞	10	10 ⁹ /L	3.5-9.5	↑	2025-01-22 16:50:46

互认原因

互认 不互认

当前药房: 西药房 行头颜色: 未计费 已计费 已执行 已退单

急诊科门诊

1.3).医嘱界面支持直接打开互认项目信息界面，查看信息

深鉴新一代医院信息平台

01-系统管理 02-信息维护 03-排班管理 04-号位管理 05-门诊收费 06-住院收费 07-门诊医生 08-门诊护士 09-住院医生 10-住院护士 11-药房管理

门诊医生工作站[A]

门诊号: 按F2切换查询方式 姓名: 龙美芬 合同单位: 自费 性别: 女 年龄: 60岁 体重: 0kg

患者列表

患者信息

龙美芬 60岁 | 女 | 532329196401230723

全部报告 (6) 可互认 (2) 已互认 (3) 不互认 (1)

互认状态 项目类型 项目名称 报告时间 互认

1 检验 血型测定 2025-01-22 10:49:56 HRUU

2 检验 血常规分析 2025-01-21 15:53:41 HRUU

3 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:48 HRUC

4 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:44 HRUC

5 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:44 HRUC

6 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:44 HRUC

检验报告明细

序号	项目名称	项目结果	单位	参考值	是否异常	化验时间
1	血型测定	阳性				2025-01-22 10:49:55
2	嗜碱性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	0-0.06	↑	2025-01-22 10:50:07
3	嗜碱性粒细胞百分比	21	%	0-1	↑	2025-01-22 10:50:09
4	嗜酸性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	0.02-0.52	↑	2025-01-22 10:50:09
5	嗜酸性粒细胞百分比	21	%	0.4-8.0	↑	2025-01-22 10:50:10
6	红细胞压积	21	%	35-45	↓	2025-01-22 10:50:12
7	血红蛋白	21	g/L	115-150	↓	2025-01-22 10:50:11
8	淋巴细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	1.1-3.2	↑	2025-01-22 10:50:04
9	淋巴细胞百分比	21	%	20-50	↓	2025-01-22 10:50:05
10	平均红细胞血红蛋白含量	21	pg	27-34	↓	2025-01-22 10:50:14
11	平均红细胞血红蛋白浓度	21	g/L	316-354	↓	2025-01-22 10:50:13
12	红细胞平均体积	21	fL	82-100	↓	2025-01-22 10:50:13
13	血小板绝对值	21	10 ⁹ /L	0.1-0.6	↓	2025-01-22 10:50:06
14	血小板百分比	21	%	3-10	↓	2025-01-22 10:50:07
15	平均血小板体积	12	fL	7.4-14.5	↓	2025-01-22 10:50:24
16	中性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	1.8-6.3	↑	2025-01-22 10:50:03
17	中性粒细胞百分比	21	%	40-75	↓	2025-01-22 10:50:03
18	大血小板比率	21	%	15-58	↓	2025-01-22 10:50:19
19	血小板压积	12	%	0.1-0.25	↓	2025-01-22 10:50:28
20	血小板体积分布宽度	12	%	6-20	↓	2025-01-22 10:50:17
21	红细胞	21	10 ¹² /L	3.8-5.1	↑	2025-01-22 10:50:10
22	红细胞体积分布宽度-CV	21	%	8-20	↑	2025-01-22 10:50:16
23	红细胞体积分布宽度-SD	21	fL	37-54	↓	2025-01-22 10:50:15

互认原因

互认 不互认

当前药房: 西药房 行头颜色: 未计费 已计费 已执行 已退单

急诊科门诊

深鉴新一代医院信息平台

01-系统管理 02-信息维护 03-排班管理 04-号位管理 05-门诊收费 06-住院收费 07-门诊医生 08-门诊护士 09-住院医生 10-住院护士 11-药房管理

门诊医生工作站[A]

门诊号: 按F2切换查询方式 姓名: 龙美芬 合同单位: 自费 性别: 女 年龄: 60岁 体重: 0kg

患者列表

患者信息

龙美芬 60岁 | 女 | 532329196401230723

全部报告 (6) 可互认 (2) 已互认 (3) 不互认 (1)

互认状态 项目类型 项目名称 报告时间 互认

1 检验 血型测定 2025-01-22 10:49:56 HRUU

2 检验 血常规分析 2025-01-21 15:53:41 HRUU

3 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:48 HRUC

4 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:44 HRUC

5 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:44 HRUC

6 检验 胸部正位 2025-01-22 15:23:44 HRUC

检验报告明细

序号	项目名称	项目结果	单位	参考值	是否异常	化验时间
1	血型测定	阳性				2025-01-22 10:49:55
2	嗜碱性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	0-0.06	↑	2025-01-22 10:50:07
3	嗜碱性粒细胞百分比	21	%	0-1	↑	2025-01-22 10:50:09
4	嗜酸性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	0.02-0.52	↑	2025-01-22 10:50:09
5	嗜酸性粒细胞百分比	21	%	0.4-8.0	↑	2025-01-22 10:50:10
6	红细胞压积	21	%	35-45	↓	2025-01-22 10:50:12
7	血红蛋白	21	g/L	115-150	↓	2025-01-22 10:50:11
8	淋巴细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	1.1-3.2	↑	2025-01-22 10:50:04
9	淋巴细胞百分比	21	%	20-50	↓	2025-01-22 10:50:05
10	平均红细胞血红蛋白含量	21	pg	27-34	↓	2025-01-22 10:50:14
11	平均红细胞血红蛋白浓度	21	g/L	316-354	↓	2025-01-22 10:50:13
12	红细胞平均体积	21	fL	82-100	↓	2025-01-22 10:50:13
13	血小板绝对值	21	10 ⁹ /L	0.1-0.6	↓	2025-01-22 10:50:06
14	血小板百分比	21	%	3-10	↓	2025-01-22 10:50:07
15	平均血小板体积	12	fL	7.4-14.5	↓	2025-01-22 10:50:24
16	中性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	1.8-6.3	↑	2025-01-22 10:50:03
17	中性粒细胞百分比	21	%	40-75	↓	2025-01-22 10:50:03
18	大血小板比率	21	%	15-58	↓	2025-01-22 10:50:19
19	血小板压积	12	%	0.1-0.25	↓	2025-01-22 10:50:28
20	血小板体积分布宽度	12	%	6-20	↓	2025-01-22 10:50:17
21	红细胞	21	10 ¹² /L	3.8-5.1	↑	2025-01-22 10:50:10
22	红细胞体积分布宽度-CV	21	%	8-20	↑	2025-01-22 10:50:16
23	红细胞体积分布宽度-SD	21	fL	37-54	↓	2025-01-22 10:50:15

互认原因

互认 不互认

当前药房: 西药房 行头颜色: 未计费 已计费 已执行 已退单

急诊科门诊

1.4).关闭窗口体，互认掉医嘱阻断该医嘱开立

医嘱开立

开始时间	医嘱类型	类别	医嘱名称	组	频次	单位	用法	备注(医嘱)	频次	执行时间	天数	总量	单位	加急	扣库科室	执行科室
2025-01-16 17:05	临时医嘱	检验	传染病八项										1			医学检验科
2025-01-16 17:05	临时医嘱	检验	类风湿因子										1			医学检验科
2025-01-16 17:05	临时医嘱	检验	血清铜蓝蛋白(CystatinC)测定										1			医学检验科
2025-01-16 17:05	临时医嘱	检验	大便培养										1			医学检验科
2025-01-16 17:05	临时医嘱	检验	血培养(儿童)										1			医学检验科
2025-01-16 17:05	临时医嘱	检验	生殖道标本培养										1			医学检验科

血常规项目医嘱界面删除



2.1).检查医嘱开立

检查申请单


检查部位	检查方法	选择	术语名称	执行科室	金额
胸部	CT	1	胸部CT平扫	医学影像科	120 H
		2	胸部CT增强	医学影像科	210 H
		3	胸部三维重建+成像	医学影像科	290 H

开立(S)


2.2).弹框查看检查结果报告互认信息



2.3).医嘱界面和检验一样同样打开可以查看



2.4).互认后医嘱界面阻断医嘱开立



2.5)多个项目一个报告

LIS:

弥渡县人民医院检验科报告单

患者信息: 龙美芬, 60岁, 女, 532329196401230723

全部报告 (6) 可互认 (1) 已互认 (3) 不互认 (2)

检验项目列表:

序号	项目名称	项目结果	单位	参考值	是否异常	化验时间
1	*Rt血型鉴定	阳性				2025-01-22 10:49:55
2	嗜碱性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	0-0.06	↑	2025-01-22 10:50:07
3	嗜碱性粒细胞百分比	21	%	0-1	↑	2025-01-22 10:50:09
4	嗜酸性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	0.02-0.52	↑	2025-01-22 10:50:09
5	嗜酸性粒细胞百分比	21	%	0.4-8.0	↑	2025-01-22 10:50:10
6	*红细胞压积	21	%	35-45	↓	2025-01-22 10:50:12
7	*血红蛋白	21	g/L	115-150	↓	2025-01-22 10:50:11
8	淋巴细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	1.1-3.2	↑	2025-01-22 10:50:04
9	淋巴细胞百分比	21	%	20-50	↑	2025-01-22 10:50:05
10	*平均红细胞血红蛋白含量	21	pg	27-34	↓	2025-01-22 10:50:14
11	*平均红细胞血红蛋白浓度	21	g/L	316-354	↓	2025-01-22 10:50:14
12	*红细胞平均体积	21	fL	82-100	↓	2025-01-22 10:50:13
13	单核细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	0.1-0.6	↑	2025-01-22 10:50:06
14	单核细胞百分比	21	%	3-10	↑	2025-01-22 10:50:07
15	平均血小板体积	12	fL	7.4-14.5	↓	2025-01-22 10:50:24
16	中性粒细胞绝对值	21	10 ⁹ /L	1.8-6.3	↑	2025-01-22 10:50:03
17	中性粒细胞百分比	21	%	40-75	↓	2025-01-22 10:50:03
18	大型血小板比率	21	%	15-58	↑	2025-01-22 10:50:19
19	血小板压积	12	%	0.1-0.25	↑	2025-01-22 10:50:28
20	血小板体积分布宽度	12	fL	6-20	↓	2025-01-22 10:50:17
21	*红细胞	21	10 ¹² /L	3.8-5.1	↑	2025-01-22 10:50:10
22	红细胞体积分布宽度-CV	21	%	8-20	↑	2025-01-22 10:50:16
23	红细胞体积分布宽度-SD	21	fL	37-54	↓	2025-01-22 10:50:15

弥渡县人民医院检验科报告单

患者信息: 龙美芬, 60岁, 女, 532329196401230723

全部报告 (6) 可互认 (1) 已互认 (3) 不互认 (2)

检验项目列表:

序号	项目名称	项目结果	单位	参考值	是否异常	化验时间
1	血型测定[血型分析]	2025-01-22 10:49:56	H			
2	血型测定	2025-01-22 09:50:39	H			
3	血型分析	2025-01-21 15:53:41	H			

临床诊断: 申请项目: Rh血型鉴定(非卡式法), 血常规

备注: 带◆为云南省医疗机构检验结果互认项目。

检验项目列表:

序号	项目名称	项目结果	单位	参考值	是否异常	化验时间
1	Rh(D) ◆Rh血型鉴定	阳性				
2	WBC ◆白细胞	21	↑ 10 ⁹ /L	3.5-9.5	↑	
3	NEUT% 中性粒细胞绝对值	21	↑ 10 ⁹ /L	1.8-6.3	↑	
4	NEUT% 中性粒细胞百分比	21	↓ %	40-75	↓	
5	LYMPH% 淋巴细胞绝对值	21	↑ 10 ⁹ /L	1.1-3.2	↑	
6	LYMPH% 淋巴细胞百分比	21	%	20-50	↑	
7	MONO% 单核细胞绝对值	21	↑ 10 ⁹ /L	0.1-0.6	↑	
8	MONO% 单核细胞百分比	21	%	3-10	↑	
9	RASO% 嗜碱性粒细胞绝对值	21	↑ 10 ⁹ /L	0-0.06	↑	
10	RASO% 嗜碱性粒细胞百分比	21	%	0-1	↑	
11	EO% 嗜酸性粒细胞绝对值	21	↑ 10 ⁹ /L	0.02-0.52	↑	
12	EO% 嗜酸性粒细胞百分比	21	%	0.4-8.0	↑	
13	RBC ◆红细胞	21	↓ 10 ¹² /L	3.8-5.1	↓	
14	HGB ◆血红蛋白	21	↓ g/L	115-150	↓	
15	HCT ◆红细胞压积	21	↓ %	35-45	↓	

PACS:

弥渡县人民医院检验科报告单

患者信息: 龙美芬, 60岁, 女, 532329196401230723

全部报告 (6) 可互认 (1) 已互认 (3) 不互认 (2)

检验项目列表:

序号	项目名称	项目结果	单位	参考值	是否异常	化验时间
1	胸部正位	2025-01-22 15:22:46	H			
2	胸部正位	2025-01-22 15:23:48	H			
3	胸部正位	2025-01-22 15:23:44	H			

检查检验报告审核、医嘱端互认信息弹框涉及的表信息

2.6)门诊首页引用互认项目结果信息

质量用-县医院-H53232900018-医院信息服务平台-v2.0-正式版 当前人员: NTO 科室: 急诊科门诊 IP地址: 192.168.112.23 角色: 07-门诊医生

新一代医院信息服务平台

01-系统管理 02-信息维护 03-排班管理 04-导医台 05-门诊收费 06-住院收费 07-门诊医生 08-门诊护士 09-住院医生 10-住院护士 11-药房管理

门诊医生工作区[A]

门诊医生站 门诊日志 传染病报告 会诊管理 统计查询 临床知识库 科室分检 不良事件 门诊信息查询

门诊医生站 按F2切换查询方式 姓名: 龙美芬 合同单位: 自费 性别: 女 年龄: 60岁 体重: 0kg

患者列表 患者信息 检查检验互认信息

龙美芬 60岁 | 女 | 532329196401230723

全诉报告 (6) 可互认 (1) 已互认 (3) 不互认 (2)

☐ 全部 ☐ 检验 ☒ 检查

互认状态	项目类型	项目名称	报告时间	互认
1	检查	胸部正位	2025-01-22 15:22:46	HRUC
2	检查	胸部正位	2025-01-22 15:23:48	HRUC
3	不互认	胸部正位	2025-01-22 15:23:44	HRUC

引用文本

影像所见 ☒ 诊断意见 ☒ 带格式引用 ☐ 仅显示年月日

用患者列表 孕检标志 0 孕 0 天 肾功能不全 肝功能不全 血脂标志 死亡标志

质量用-县医院-H53232900018-医院信息服务平台-v2.0-正式版 当前人员: NTO 科室: 急诊科门诊 IP地址: 192.168.112.23 角色: 07-门诊医生 急诊科门诊

此文档持续更新中，直到项目上使用稳定...😄